

## ¿QUÉ ES UN INHALADOR?

Es un dispositivo que ofrece una cantidad específica de medicamento a los pulmones en forma de aerosol que se inhala por el paciente.

## ¿QUÉ ES UNA INHALOCÁMARA?

Es un tubo de plástico con una máscara que conecta al inhalador. Sirve para que el medicamento llegue a los pulmones y no se quede impactado en la boca del niño. Se debe elegir el tamaño de máscara apropiado para el paciente (neonatal - pediátrica - adulto).

## ¿Cómo se utiliza el inhalador?

Lactantes y preescolares

- 1** Destapa el inhalador y agítalo
- 2** Conecta el inhalador y la mascarilla a la cámara
- 3** Aplica la mascarilla alrededor de la nariz y boca, asegurando que no existan fugas
- 4** Pulsa el inhalador una vez
- 5** Repite el procedimiento para cada dosis con intervalos de descanso de 10"
- 6** Limpia la cara del niño


## ¿CÓMO VERIFICAR EL CONTENIDO DEL INHALADOR?

El inhalador contiene una cantidad específica de dosis o puffs (200 dosis).

### Otra forma de saber el contenido es:

- Retira el cartucho del inhalador.
- Colócalo en un recipiente con agua.
- Si el inhalador flota es porque está vacío.
- Si la mitad queda dentro del agua y la otra fuera es porque aún contiene la mitad del medicamento.
- Si se hunde es por aún está lleno.

## LEE LAS INSTRUCCIONES QUE VIENEN DENTRO DEL INHALADOR



1. 1/2 medicamento - 100 inhalaciones aprox.
2. 1/4 medicamento - 50 inhalaciones aprox.
3. 3/4 de medicamento - 25 inhalaciones aprox.
4. Lleno - 200 inhalaciones.
5. Vacío.

### Cuidados del inhalador

- Uso personal.
- Guárdalo en un lugar seco y a temperatura ambiente.
- No lo expongas al fuego.
- Coloca la fecha sobre el inhalador del día y año que inicia el medicamento.

## LIMPIEZA DE LA INHALOCÁMARA



Desarma la inhalocámara.

1



En un recipiente mezcla un poco de jabón líquido en 1 litro de agua (no uses agua caliente).

2



Sumerje todas las partes en el agua jabonosa. Agita suavemente. Deja reposar por 15 - 20 minutos.

3



Luego de enjuagar, deja secar las partes sobre un paño de tela o papel cocina.

4



Ensambla nuevamente la inhalocámara, y esta quedará lista para su uso.

5